

顕微鏡

顕微鏡カメラセット 特別キャンペーン実施中

正立顕微鏡



正立顕微鏡 三眼鏡 MS-UP1502T 金額 228,000 円

キャンペーン金額 178,000 円

4K Tribrid Camera 特別セットモデル キャンペーン

OderNo:MS-UP1502T 4K セットキャンペーン金額 **¥380,000**

仕様	
鏡筒	三眼、30° 瞳孔間 48-75mm
アイピース	Wf10x/22mm、直径 30mm、視度調整 -/5
レボルバー	4穴
対物レンズ	Infinite Plan 4X, 10X, 40X, 100X
コンデンサー	Abbe Condenser NA1.25
ステージ	Mechanical Stage 216x150mm
Cマウントアダプター	1x
照明	ケラール照明 3W/LED
サイズ	W200xD270xH390mm

4K Tribrid Camera



QE shot Mini

QE Shot miniカメラ 特別セットモデル キャンペーン

OderNo:MS-UP1502T QE セットキャンペーン金額 **¥290,000**

倒立顕微鏡



倒立顕微鏡 三眼鏡 MS-IV0205T 金額 435,000 円

キャンペーン金額 348,000 円

4K Tribrid Camera 特別セットモデル キャンペーン

OderNo:MS-IV0205T 4K セットキャンペーン金額 **¥538,000**

仕様	
鏡筒	三眼鏡、45° 傾斜、360° 回転可能、瞳孔間距離 55~75mm
アイピース	Wf10x/22mm、接眼レンズチューブ径 30mm、近焦点距離 10mm
レボルバー	4穴
対物レンズ	位相差 10x/0.25 pph2、20X/0.40PHP2
コンデンサー	Long Working Distance Condenser, W. D. 70mm
ステージ	XYメカニカルステージ 標準装備
照明	High Light 9W LED, Brightness Adjustable
サイズ	W200xD362xH508mm

XYメカニカルステージ
標準装備



XYメカニカルステージ 標準装備

QE Shot miniカメラ 特別セットモデル キャンペーン

OderNo:MS-IV0205T QE セットキャンペーン金額 **¥440,000**

45x ズーム式実体顕微鏡 キャンペーン金額 158,000 円

三眼鏡筒 MS-ST45T 金額 198,000 円

QE shot Mini 特別セットモデル キャンペーン

OderNo:MS-ST45T QE セットキャンペーン金額 **¥278,000**



仕様	
鏡筒	三眼鏡筒 45° 54-75mm
	視度調節付き
アイピース	Wf10x/22mm, Dia. 30mm,
倍率	0.67x ~ 4.5x
レシオ	1:6.7
動作距離	105mm
Cマウントアダプター	0.5x
スタンド	LED 落射、透過照明
サイズ	W200xD270xH390mm



QE shot Mini

55x ズーム式実体顕微鏡 キャンペーン金額 180,000 円

三眼鏡筒 MS-ST55T 金額 225,000 円

QE shot Mini 特別セットモデル キャンペーン

OderNo:MS-ST55T QE セットキャンペーン金額 **¥298,000**



仕様	
鏡筒	三眼鏡筒 45° 54-75mm
	視度調節付き
アイピース	Wf10x/22mm, Dia. 30mm,
倍率	0.65x ~ 5.5x
レシオ	1:8.5
動作距離	115mm
Cマウントアダプター	0.5x
スタンド	LED 落射、透過照明
サイズ	W200xD270xH390mm

ご用命は

バイオツールズ株式会社

〒370-3531 群馬県高崎市足門町 854-7
TEL 027-384-3791 FAX 027-384-3792

東日本担当 宮崎 隆
携帯: 090-1653-1568
E-mail: miyazaki@biotools.jp
info@biotools.jp

西日本担当 宮崎 聖
携帯: 090-1895-1853
E-mail: mysho@biotools.jp
http://www.biotools.jp