


ゲル撮影装置

簡単CMOSカメラシステム 3タッチで撮影・プリント完了！！

DigiPrint Mini DP-Mini CCDz

タブレットPCコントロール式 CMOS センサー撮影装置、
専用ソフトウェアで、3タッチで撮影・プリント完了！！



別途励起装置が必要です。

TabletPCは
取り付け場所を選べます



Option: DP-MiniLED 取付例



ズームレンズ搭載で便利、ゲルにジャストフィット撮影できます。
Optionの内蔵落射励起光源を付ければ、EtBrやGreen系色素まで撮影できます。

DigiPrint Mini DP-MiniCCDz	
カメラ	130万画素 1/2inch, mono CMOS
レンズ	ズーム 4-48mm F1.0-C
撮影範囲	180 x 160mm
Software	MISVSIソフトウェア
TabletPC	Windows10 64bit 10.1inchTFT
暗ボックス	フード式 全面扉付 W220 x D220 x H340mm
カメラを含むサイズ	W220xD220xH580mm

品名	仕様	型式	金額	キャンペーン金額
DigiPrint Mini CCDz	LED用	DP-Mini CCDz LD	¥460,000	¥320,000
DigiPrint Mini CCDz	UV用	DP-Mini CCDz UV	¥498,000	¥348,000
内蔵励起光源	485nm	DP-MiniLED	¥80,000	¥64,000

DigiPrint Doc Tablet DP-GD130z

お得なセットモデルをご用意いたしました！
これさえあればすぐにお仕事を始められます！



DigiPrint Doc BOXIV

- ・左右扉と観察窓が付いて、切出しができます。
- ・LEDモデルには、オレンジフィルター付き。
- ・UVモデルには、高性能ワイドバンドパスフィルターを標準搭載しました。
- ・各種イルミネーターに乗せられます。

・オプション

専用LED透過イルミネーターをご用意しています。
専用LED透過イルミネーターをセットすれば、危険なUV光からの脱却が出来ます。
LED励起光で、EtBrでもGreen系色素でも撮影・切り出しが可能です。



専用LED透過イルミネーター

DigiPrint Doc Tablet DP-GD130z	
カメラ	130万画素 1/2inch, mono CMOS
レンズ	ズーム 4-48mm F1.0-C
フィルター	LEDモデル オレンジフィルター標準
フィルター	UVモデル 高性能WBPフィルター標準
Software	MISVSIソフトウェア
TabletPC	Windows 64bit
暗ボックス	前扉、左右扉、のぞき窓付 フィルタートレイ
	W270 x D250 x H320mm
カメラを含むサイズ	W270 x D270 x H500mm
イルミネーター含むサイズ	W270 x D270 x H580mm

品名	仕様	型式	金額	キャンペーン金額
デジプリントDoc LD	LED励起仕様	DP-GD130zLD	¥548,000	¥438,000
デジプリントDoc UV	UV励起仕様	DP-GD130zUV	¥598,000	¥478,000

DP-GD130z セットモデル 内容

	DP-GD130z LED	DP-GD130z Full
ゲル撮影装置本体 DP-GD130z LD	548,000	548,000
専用LED透過イルミネーター DP-LEDiM	160,000	160,000
モノクロフォトプリンター UP-X898MD	—	250,000
プリンターロールペーパー 5本 UPP-110HG	—	13,500
システム金額	¥708,000	¥971,500
キャンペーン金額	¥538,000	¥738,000

※LED透過イルミネーターはオプションです