

# 蛍光励起観察装置

どこでも使える 顕微鏡に取付 実体顕微鏡に取付

## Exフラッシュライト ExF-xx



キャンペーン期間中 (ExF-RおよびDRを除く)  
シャープカットゴーグルプレゼント!!



- \*小さくても強力照射
- \*コントラストを高める ShortPass フィルター 組込み式
- \*光の大きさを変えられるズーム機能を搭載
- \*励起波長が増えて多くの蛍光物質に対応しました
- ・励起 365nm 485nm 505nm 530nm 590nm 630nm 660nm
- \*暗室でもフィールドでも、その場で蛍光観察ができます

品名	型式	仕様	金額	キャンペーン金額
Exフラッシュライト	ExF-UV	365nm	¥48,000	¥38,000
Exフラッシュライト	ExF-UVA	415nm	¥40,000	¥32,000
Exフラッシュライト	ExF-B	485nm	¥40,000	¥32,000
Exフラッシュライト	ExF-C	505nm	¥40,000	¥32,000
Exフラッシュライト	ExF-G	530nm	¥40,000	¥32,000
Exフラッシュライト	ExF-A	590nm	¥40,000	¥32,000
Exフラッシュライト	ExF-R	630nm	¥40,000	¥32,000
Exフラッシュライト	ExF-DR	660nm	¥48,000	¥38,000

品名	型式	仕様	金額	キャンペーン金額
シャープカットゴーグル	SCG-CL	クリアー	¥9,800	¥6,000
シャープカットゴーグル	SCG-Y	イエロー	¥9,800	¥6,000
シャープカットゴーグル	SCG-OR	オレンジ	¥9,800	¥6,000
シャープカットゴーグル	SCG-R	レッド	¥9,800	¥6,000
シャープカットゴーグル	SCG-BL	ブルー	¥24,000	¥19,000
高性能ハイパスフィルター	BT-LP665	665nm 50×50mm	¥58,000	¥46,000
高性能ハイパスフィルター	BT-LP710	710nm 50×50mm	¥58,000	¥46,000
簡易フィルター	ExF-FOR	オレンジ	¥5,000	-
簡易フィルター	ExF-FR	レッド	¥5,000	-

どこでも手軽に使えるハンディー式励起光源

励起波長も8種類から選べて  
多くの蛍光物質に対応!!

2024年4月より一部仕様変更になりました。  
変更内容  
ライト本体での充電が出来なくなりました。  
Li-ion 電池の充電は、充電器にて行ってください。  
・18650用の充電器がご使用いただけます。

本体同時注文特別金額



充電器 ExF-Lic ¥3,000




画像提供 小貫拓也博士 (東京農工大学遺伝子実験施設 松下研究室、現 国際農林水産業研究センター)

フィルターなし観察



画像提供: 明治大学農学部 生命科学科 遺伝情報制御学 教授 加藤幸雄先生  
撮影: 上春浩典さん

## 顕微鏡 蛍光ユニット BT-ExMi



顕微鏡蛍光ユニット (BT-E x MIUBG)

正立顕微鏡セット例  
(バイオツールズ BS-2040T)



倒立顕微鏡セット例  
(オリンパス CKX41)



お持ちの顕微鏡が 蛍光顕微鏡 になるんです!!

顕微鏡 蛍光ユニット BT-ExMiB  
(485nm 励起光源セット)

キャンペーン金額 ¥218,000

- \*励起光源は 365/485/530/590/630nm から選択できます。
- \*励起光源は 3色まで搭載ができます。
- \*実習用顕微鏡にも取り付けできます。
- \*コントロールユニットは、On-Off スイッチと照度コントロールボリュームが有ります。
- \*エミッションフィルターは、色素や多重染色に合わせてバンドパスフィルターもしくはロングパスフィルターから選択することもできます。

鏡筒が分離できる顕微鏡なら取付できます。取付可能か、テモ機にてお確かめください。(顕微鏡型式をご連絡ください)

選択可能は光源はすべてで5種類 (UV、B、G、A、R) です。詳しい組み合わせと型式は HP でご確認ください。

セットする光源の数によって値段が変わりますのでご注意ください。

品名	波長組み合わせ		型式	金額	キャンペーン金額
	下記5色より3色まで組合せ可能				
1光源セット	UV (Ex365/DM415/Em460BP)		BT-ExMi○	¥298,000	¥218,000
	B (Ex485/DM500/Em530BP)				
2光源セット	G (Ex530/DM565/Em590LP)		BT-ExMi○○	¥463,000	¥348,000
	A (Ex590/DM605/Em620LP)				
3光源セット	R (Ex630/DM660/Em670LP)		BT-ExMi○○○	¥658,000	¥498,000

\*3光源セットモデルに1光源もしくは3光源をセットすることも可能です。詳しくは、お問合せください。

info@biotools.jp http://www.biotools.jp