

# Simple Camera

簡単便利に誰でも写真撮影ができます。

## 4K Tribrid Camera XPTOP8MPA



キャンペーン金額  
**248,000円**

モニター一体型カメラとして  
スタンド型モニターとしても使えます。



### 4k Tribrid カメラ 13.3inch 4k OLEDモニターセット

センサー	裏面照射 CMOS Sony IMX334
HDMI 出力	1/1.8inch 3840x2160 829 万画素
コントロール	カメラ内蔵ソフト or PC コントロール
画像保存	SD カード、USB フラッシュメモリー
静止画保存	800 万画素
動画保存	4K 30fps MP4
静止画再生	カメラ単体で再生可能
動画再生	保存画像とライブ画像を分割比較
付属品	カメラ本体、AC アダプター、USB マウス USB Wi-Fi、HDMI ケーブル、USB 3.0 ケーブル USB メモリー、PC 用ソフトウェア USB 4K 13.3inch OLED モニター、AC アダプター

## 目的と場所に応じた使い方を选べる3wayカメラ 4K Tribrid カメラ セットモニターが、4K OLED(有機EL)モニターになりました。

### 1 PC いらす! カメラ内蔵のソフトウェアでモニターを見ながら簡単コントロール

- \* 静止画・動画も撮影できます。
- \* スケールバー表示も計測もできます。
- \* **ファイル名を付けて保存**を選択できます。
- \* 画像保存は、SDカード or USBメモリー
- \* 4K 60fps表示でストレスがありません。
- \* 保存画像のフォーマットを指定できます。
- \* USBキーボードを接続できます。

### 2 USB2.0 でコンピューターにつないで、多機能なソフトウェアでコントロール

- \* **ToupViewソフトウェアのフル機能が使えます。**
- \* HDMIモニターに同時出力できます。

### 3 Wi-Fi を使って無線操作でコントロール

- \* LAN環境でのご使用は、Wi-Fi(無線)や有線でもご使用できます。
- 使用可能
  - ・Windows
  - ・iOS(撮影機能のみ)
  - ・アンドロイド(撮影機能のみ)

品名	型式	仕様	金額	キャンペーン金額
4K Tribrid Camera 13.3inch 4Kモニターセット	XPTOP8MPA-4kOLED	4K	¥340,000	<b>¥248,000</b>
4K Tribrid Camera	XPTOP8MPA	4K	¥280,000	<b>¥228,000</b>
4Kモニター	TPHD4K133D	13.3inch	¥60,000	

## Feel free HDMI Camera QE shot Mini



## PC レス! 高精細 13.3 inch OLED(有機EL)モニター付 Full HD CMOS カメラ

キャンペーン金額 **148,000円**

### 特徴

- ◇省スペース・PCレスで簡単コントロール
- ◇Sony裏面照射CMOSセンサーによりきれいな画像
- ◇感度が高く明るい蛍光画像であれば撮影できます
- ◇フレームレートが高くストレスフリー
- ◇計測・測長・スケールバーの挿入可能
- ◇データはすべてSDカードに

### セット内容

- Full HD Camera XPLITE1080PA
- 13.3inch 高精細OLEDモニター
- ACアダプター 12V 2A
- 二股電源ケーブル・マウス・SDカード
- ※Cマウントアダプターは別売になります。

品名	型式	仕様	金額	キャンペーン金額
QE shot Mini OLED	XPLITE1080PA-OLED	Full HD	¥190,000	<b>¥148,000</b>

Model	冷却方式	インターフェース	CMOSセンサー	ピクセルサイズ	感度	フレームレート	露光時間	Cマウントアダプター
	画素数		センサーサイズ		Dark Signal			
QE shot Mini XPLITE1080PA-OLED	200万画素 ローリングシャッター	HDMI	Sony IMX307 1/2.8"(5.12x3.84)	2.9x2.9	1300mv with 1/30s	60fps 1920x1080	0.01ms~1000ms	0.35 x 0.5x

構成内訳 : カメラ本体、SDカード、HDMIケーブル、13.3inch Full HD 有機EL モニター、マウス、ACアダプター、二股電源ケーブル

金額には消費税を含んでおりません。また、製品の仕様および金額は予告なく変更される場合があります。最新の情報はホームページにてご確認をお願い致します。

info@biotools.jp http://www.biotools.jp